

Da "Gare Clini-Lab S.r.l." <gare@pec.clinilab.it>
A "gare@pec.aslcarbonia.it" <gare@pec.aslcarbonia.it>
Data martedì 6 febbraio 2018 - 16:33

Re: POSTA CERTIFICATA: Gara d'appalto procedura aperta in unione di acquisto regionale affidamento della fornitura dispositivi IVD consumabili sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo sottovuoto CND A010105 - gara in modalità telematica nella piattaforma Sardegnacat.

c.a ATS SARDEGNA ASL CARBONIA Ufficio gare

OGGETTO: Comunicazione variazione codifica prodotti e numero di repertorio gara in oggetto

Gentile cliente,

alleghiamo alla presente comunicazione del produttore Grainer in merito alla variazione di alcuni codici prodotto e di tutti i numeri di repertorio relativi ai prodotti aggiudicati in gara , lotti 9-10-11.

Si conferma che le specifiche tecniche sono le medesime dei prodotti valutati ed aggiudicati in gara, con il vantaggio di essere completamente privi di dehp.

In allegato:

- n. 3 dichiarazioni del produttore
- n. 2 schede tecniche

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

Dott.ssa Tiziana Zoppellaro
- Ufficio Gare -

CLINI-LAB S.r.l.
Via Seconda Strada, 14
35026 Conselve (PD) - ITALY
Tel +39 0499500644
Fax +39 0499500707
C.F. - P.IVA 01857820284

Note Legali: http://clinilab.it/privacy/informativa_email.htm

Il 11/10/2017 10:59, Per conto di: gare@pec.aslcarbonia.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/10/2017 alle ore 10:59:27 (+0200) il messaggio "Gara d'appalto procedura aperta in unione di acquisto regionale affidamento della fornitura dispositivi IVD consumabili sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo sottovuoto CND A010105 - gara in modalità telematica nella piattaforma Sardegnacat. " è stato inviato da "gare@pec.aslcarbonia.it" indirizzato a:

gare@pec.clinilab.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec285.20171011105927.29460.03.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

- 1_Comunicazione cambio codice prodotto.pdf (73 Kb)
- 1a_Comunicazione NON-DEHP.pdf (73 Kb)
- 1b_Comunicazione del 15.01.2018.pdf (71 Kb)
- Lotti10_11_SchedaTecnica_Farfalle di sicurezza per prelievo venoso.pdf (196 Kb)
- Lotto9_SchedaTecnica_Quickshield Aghi sterili assemblati.pdf (109 Kb)



Greiner Bio-One Italia S.r.l., Via Roma 74, IT-20060 Cassina de' Pecchi (MI)

Spett.le
ASL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA 82
09013 CARBONIA

E, p.c. Clini-Lab S.r.l.
Via Seconda Strada 14
35026 Conselve (PD)

Cassina De Pecchi, 06/02/2018

OGGETTO: Procedura aperta da esperirsi secondo l'art. 58 del D.Lgs. n° 50/2016, mediante la Centrale Regionale di Committenza «SardegnaCat» per la fornitura quadriennale di «Dispositivi IVD consumabili (sottovuoto) CNDW05 e Aghi per prelievo sottovuoto CND A010105». Gara n° 6525135
Variazione Codici prodotto per corretta codifica articoli

Spett.le Ente,

a seguito dell'aggiudicazione dei lotti 09-10-11, cui la gara in oggetto, al nostro distributore autorizzato Clini-Lab Srl (Vs. Delibera del Direttore ATS nr.957 del 09/10/2017), siamo con la presente a comunicare alcune variazioni intervenute sui codici prodotto e numeri di repertorio.

Al fine della corretta codifica limitatamente ai lotti 09, 10 e 11, abbiamo provveduto ad indicare nella seguente tabella le modifiche di interesse, riportando il codice offerto in gara, il corrispondente codice attuale nonché nuovo numero di repertorio.

Lotto	Codice offerto	Codice Attuale	Numero di Repertorio (attenzione: tutti aggiornati in Luglio 2017 anche per i codici prodotto invariati rispetto l'offerta)
09	450228	450206	1576217/R
09	450237	450237 (invariato)	1576211/R
10	450085	450085 (invariato)	1575107/R
10	450086	450086 (invariato)	1575109/R
11	450681	450081	1576467/R
11	450095	450095 (invariato)	1576497/R
11	450682	450082	1576468/R
11	450096	450096 (invariato)	1576498/R

Le registrazioni a Repertorio sono state effettuate per tutti i prodotti ex-novo in Luglio 2017, al fine di allineare le stesse alle raccomandazioni del Ministero della Salute (un identificativo univoco per singolo codice anziché per famiglia prodotti).

Per ogni ulteriore informazione potete fare riferimento a Clini-Lab Srl.

Allegate alla presente:

1. Informativa variazione codifica SBCS del 17/10/2017;
2. Informativa variazione codifica Vacuette Quickshield del 15/01/2018

Cordiali saluti

Greiner/Bio-One Italia S.r.l.
EZIO PASTORI
L'Amministratore Unico

A chi di interesse

Cassina de' Pecchi, 17. Oct.2017

OGGETTO: SBCS NON-DEPH

Buongiorno,

a causa della crescente domanda di farfalle senza ftalati (NON – DEHP) abbiamo deciso, senza aspettare l'obbligatorietà legale, di commercializzare tutte le nostre SBCS in versione senza ftalati.

Qui di seguito sono riportate le equivalenze dei prodotti in oggetto. Come potete notare il primo numero era la versione non-Dehp mentre il secondo in rosso era la versione con Dehp ed in blu il numero di lotto dal quale è partita la modifica.

Ad oggi la conversione è terminata e, sul mercato italiano vengono vendute solo versioni non-Dehp.

450691 450091 SAFETY Blood Collection/Infusion Set 21G x 3/4"
tubing length 7 1/2" (19 cm), single-packed, sterile, not made with natural rubber latex 16J02
450692 450092 SAFETY Blood Collection/Infusion Set 23G x 3/4"
tubing length 7 1/2" (19 cm), single-packed, sterile, not made with natural rubber latex 16I04
450671 450191 SAFETY Blood Collection/Infusion Set 21G x 3/4"
tubing length 12" (30 cm), single-packed, sterile, not made with natural rubber latex 16J03
450681 450081 SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter 21G x 3/4"
tubing length 7 1/2" (19 cm), single-packed, sterile, not made with natural rubber latex 16H31
450682 450082 SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter 23G x 3/4"
tubing length 7 1/2" (19 cm), single-packed, sterile, not made with natural rubber latex 16I14
450683 450083 SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter 21G x 3/4"
tubing length 4" (10 cm), single-packed, sterile, not made with natural rubber latex 16I17

450684 450084 SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter 23G x 3/4"
tubing length 4" (10 cm), single-packed, sterile, not made with natural rubber latex 16I25
450695 450095 SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter 21G x 3/4"
tubing length 12" (30 cm), single-packed, sterile, not made with natural rubber latex 17G07
450696 450096 SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter 23G x 3/4"
tubing length 12" (30 cm), single-packed, sterile, not made with natural rubber latex 16I01
450699 450099 SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter 25G x 3/4"
tubing length 12" (30 cm), single-packed, sterile, not made with natural rubber latex 16I30
450685 450085 SAFETY Blood Collection Set + Holder 21G x 3/4"
tubing length 7 1/2" (19 cm), single-packed, sterile, not made with natural rubber latex 16I05
450686 450086 SAFETY Blood Collection Set + Holder 23G x 3/4"
tubing length 7 1/2" (19 cm), single-packed, sterile, not made with natural rubber latex 16I03
450695 450160 SAFETY Blood Collection Set + Holder 21G x 3/4"
tubing length 12" (30 cm), single-packed, sterile, not made with natural rubber latex 16I11

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti

Greiner Bio-One Italia S.r.L.
EZIO PASTORI
Legale Rappresentante

ATS
Data: 07/02/2018 08:55:04, PG/2018/0047021

A chi di interesse

Cassina De Pecchi (MI), 15/01/2018

OGGETTO: COMUNICAZIONE


Gentilissimi,
stante l'equivalenza dei prodotti di seguito indicati, al fine di ottimizzare la movimentazione dei nostri magazzini, Vi preghiamo di utilizzare per tutti i vostri futuri ordini, i codici attuali, indicati nella tabella sottostante

Codice precedente	Codice attuale
450228	450206
450239	450237

I codici precedenti saranno disponibili fino ad esaurimento delle scorte.
I restanti codici rimarranno invariati

Rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e, con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti

Greiner Bio-One Italia S.r.l.
EZIO PASTORI
L'Amministratore Unico

ATS
Data: 07/02/2018 08:55:04, PG/2018/0047021



Your Power for Health

greiner bio-one

Product Information

Greiner Bio-One scheda tecnica

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete

Applicazione

Gli aghi preassemblati VACUETTE® QUICKSHIELD Complete sono adatti per l'uso nella routine giornaliera per l'effettuazione di prelievi da sangue venoso.

Descrizione

L'ago è preassemblato con camicia di sicurezza Quickshield per l'effettuazione del prelievo in sicurezza. Il codice colore internazionale identifica la misura come segue:

Codice 450206, VACUETTE® QUICKSHIELD Complete, colore nero, misura 22Gx1/2 (450230+450075)

Codice 450234, VACUETTE® QUICKSHIELD Complete, colore nero, misura 22Gx1 (450230+450071)

Codice 450237, VACUETTE® QUICKSHIELD Complete, colore verde, misura 21Gx1/2 (450076 + 450230)

Codice 450238, VACUETTE® QUICKSHIELD Complete, colore verde, misura 21Gx1 (450230+450072)

Materiali

Tappo: PP (polipropilene), Cannula in acciaio, siliconata, Gomma naturale, Colla: colla epossidica
Tutte le componenti sono prive di lattice e ftalati (Latex free/DEHP free)

Produttore

Greiner Bio-One GmbH, Bad Haller Strasse, 32 Kremsmuenster (Austria)
Certificato secondo EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012 cert n° SX 60 117427 0001 rilasciato da TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Sterilità

Internamente sterili: Sal 10⁻⁶ (Sal= sterilità assurance level)
Standards: EN ISO 11135:2014, EN 556:2001/AC:2006

Conformità

ISO 6710, CE in accordo con Dir. 93/42/EEC per MDD; Classificazione: Classe IIa (cert N° G2 14 07 29670 027 rilasciato da TUV product service, Notified Body 0123)

Confezionamento

Singolo in scatole da 30 pz, 12 scatole per cartone (totale 360 pz)

Etichettatura confezione

Nome produttore, codice, marchio CE, lotto, scadenza, sterile, marchio monouso, misura.

Etichettatura singolo ago

Nome produttore, marchio CE, scadenza, lotto, misura, codice, marchio monouso

Scadenza
36 mesi

Raccomandazioni

Evitare stoccaggio a temperature estreme, è raccomandata una temperatura < 36°C.
Non risterilizzare, smaltire in appositi contenitori, prodotto apirogeno, non tossico.



Your Power for Health

greiner bio-one

Product Information

Greiner Bio-One scheda tecnica

VACUETTE® FARFALLE DI SICUREZZA PER PRELIEVO VENOSO E INFUSIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Applicazione

Le farfalle di sicurezza VACUETTE® (SBCS) sono adatte per l'uso nella routine giornaliera per l'effettuazione di prelievi da sangue venoso e infusione. Sono disponibili nelle versioni con o senza Luer adapter e nella versione con Luer adapter e holder.

Descrizione

Le ali della farfalla sono colorate secondo codice colore internazionale in funzione della misura. Il colore identifica la misura come segue:

Verde = 21Gx3/4
Azzurro = 23Gx3/4
Arancio = 25Gx3/4

Materiali

Scudi, tappo e hub in PP (polipropilene)

Cannula in acciaio, siliconata; Gomma: gomma naturale; Colla: colla epossidica; Tutte le componenti sono prive di lattice e ftalati (Latex free/dehp free). Gli accessori contenenti lattice saranno contrassegnati come tali sulla confezione.

Produttore

Greiner Bio-One GmbH, Bad Haller Stasse, 32 Kremsmuenster (Austria)

Certificato secondo EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012 cert n° SX 60 117427 0001 rilasciato da TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Nipro (Thailand) Corporation Limited, 10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena, Phra, Nakhon Si Ayutthaya 13110, Thailand, Made in Thailand

Sterilità

Sterili mediante ETO (ossido di etilene).

Internamente sterili: Sal 10⁻⁶ (Sal=sterilità assurance level)

Standards: EN ISO 11135:2014, EN 556:2001/AC:2006

Conformità

ISO 6710; CE in accordo con Dir. 93/42/EEC per MDD; Classificazione: Classe IIa (cert N° G2 12 06 29670 024 rilasciato da TÜV product service, Notified Body 0123)

Confezionamento:

Singolo in 20 scatole da 50, 1000pz in totale; Singolo 10 scatole da 24, 240 pz SBCS+Holder;

Etichettatura confezione

Nome produttore, codice, marchio CE, lotto, scadenza, sterile, marchio monouso, misura.

Etichettatura singola farfalla

Nome produttore, marchio CE, scadenza, lotto, misura, codice, marchio monouso.

Scadenza

36 mesi

Raccomandazioni

Evitare stoccaggio a temperature estreme, è raccomandata una temperatura < 36°C.

Non risterilizzare, smaltire in appositi contenitori, prodotto apirogeno, non tossico.

Phone: (+43) 75 83 67 91-0 | Fax: (+43) 75 83 63 18 | E-mail: office@at.gbo.com

www.gbo.com/preanalytics



Product Information

VACUETTE® FARFALLE DI SICUREZZA PER PRELIEVO VENOSO E INFUSIONE

VACUETTE® Farfalle di sicurezza per prelievo e infusione

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezionamento
450090	25Gx3/4	19 cm	singolo, 20 box da 50, 1000pz in totale
450091	21Gx3/4	19 cm	singolo, 20 box da 50, 1000pz in totale
450191	21Gx3/4	30 cm	singolo, 20 box da 50, 1000pz in totale
450092	23Gx3/4	19 cm	singolo, 20 box da 50, 1000pz in totale
450192	23Gx3/4	30 cm	singolo, 20 box da 50, 1000pz in totale

VACUETTE® Farfalle di sicurezza con adattatore Luer assemblato (SBCS + Luer)

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezionamento
450081	21Gx3/4	19 cm	singolo, 20 box da 50, 1000pz in totale
450082	23Gx3/4	19 cm	singolo, 20 box da 50, 1000pz in totale
450095	21Gx3/4	30 cm	singolo, 20 box da 50, 1000pz in totale
450096	23Gx3/4	30 cm	singolo, 20 box da 50, 1000pz in totale
450083	21Gx3/4	10 cm	singolo, 20 box da 50, 1000pz in totale
450084	23Gx3/4	10 cm	singolo, 20 box da 50, 1000pz in totale
450099	25Gx3/4	30 cm	singolo, 20 box da 50, 1000pz in totale

VACUETTE® Farfalle di sicurezza con adattatore Luer e Holder assemblati (SBCS + Luer + Holder)

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezionamento
450080	25Gx3/4	30 cm	singolo, 10 box da 24, 240pz in totale
450085	21Gx3/4	19 cm	singolo, 10 box da 24, 240pz in totale
450086	23Gx3/4	19 cm	singolo, 10 box da 24, 240pz in totale
450087	21Gx3/4	10 cm	singolo, 10 box da 24, 240pz in totale

I prodotti preassemblati possono essere usati per infusione staccando il raccordo luer e l' holder.

VACUETTE® Farfalle di sicurezza preassemblate con holder eccentrico HOLDEX® (SBCS + HOLDEX®)

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezionamento
450097	21Gx3/4	30cm	singolo, 10 box da 24, 240pz in totale
450098	23Gx3/4	30cm	singolo, 10 box da 24, 240pz in totale

I prodotti preassemblati possono essere usati per infusione staccando il raccordo luer e l' holder.

SBCS_I_Rev09, 10-2015



Your Power for Health

greiner bio-one

Product Information

VACUETTE® FARFALLE DI SICUREZZA PER PRELIEVO VENOSO E INFUSIONE

VACUETTE® Farfalle di sicurezza preassemblate con holder per emocultura per prelievo venoso

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezionamento
Non - DEHP (senza ftalati)			
450693	21Gx3/4	30cm	singolo, 10 box da 24, 240pz in totale
450694	23Gx3/4	30cm	singolo, 10 box da 24, 240pz in totale
450184	21Gx3/4	30cm	singolo, 10 box da 24, 240pz in totale
450185	23Gx3/4	30cm	singolo, 10 box da 24, 240pz in totale