



## ELENCO PRODOTTI

### DISPOSITIVI MEDICI E DIAGNOSTICI PER DIABETOLOGIA E DISPOSITIVI PER TALASSEMICI

<b>LOTTO 1</b> <b>STRISCE REATTIVE PER ANALISI DELL' URINA</b>		<b>CIG 0888424EA9</b>
CARATTERISTICHE	DETERMINAZIONE DEI SEGUENTI PARAMETRI 1. PESO SPECIFICO 2. PH 3. PROTEINE 4. GLUCOSIO 5. CORPI CHETONICI 6. BILURUBINA 7. SANGUE 8. NITRITI 9. UROBILINOGENO 10. LEUCOCITI	
MODALITA' DI UTILIZZO	• TEST DIAGNOSTICO RAPIDO PER LA DETERMINAZIONE VISIVA DI PARAMETRI CLINICI NELL'URINA	
QUANTITA'	STRISCE	N°25.000 PZ.
CONFEZIONAMENTO	• CONFEZIONI DA MAX 100 PEZZI IN CONTENITORI PROTETTI DALLA LUCE E DALL'UMIDITA' CON SCALA DI RIFERIMENTO CROMATICA DEI PARAMETRI DA MISURARE	
CAMPIONATURA	N°2 CONFEZIONI	

<b>LOTTO 2</b> <b>STRISCE PER LA DETERMINAZIONE DEI CORPI CHETONICI NELL'URINA</b>		<b>CIG 0888442D84</b>
CARATTERISTICHE	DETERMINAZIONE DEI CORPI CHETONICI NELL'URINA	
MODALITA' DI UTILIZZO	• TEST DIAGNOSTICO RAPIDO	
QUANTITA'	STRISCE	N°200 PZ.
CONFEZIONAMENTO	• CONFEZIONI DA MAX 50 PEZZI IN CONTENITORI PROTETTI DALLA LUCE E DALL'UMIDITA' CON SCALA DI RIFERIMENTO CROMATICA DEI PARAMETRI DA MISURARE	
CAMPIONATURA	NON RICHIESTA	

<b>LOTTO 3</b> <b>STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DEL B-IDROSSIBUTIRRATO</b>		<b>CIG 0888481DB3</b>
CARATTERISTICHE	STRISCIA REATTIVA DEL TIPO AD ELETTRODO PER LA DETERMINAZIONE DEI SEGUENTI PARAMETRI • B-IDROSSIBURRATO SU SANGUE CAPILLARE	
MODALITA' DI UTILIZZO	• TEST DIAGNOSTICO RAPIDO PER LA DETERMINAZIONE DEL B-IDROSSIBUTIRRATO SU SANGUE CAPILLARE • DA ESEGUIRE CON STRUMENTO A LETTURA DIGITALE DA FORNIRE IN USO GRATUITO	
QUANTITA'	STRISCE	N°800 PZ.

	STRUMENTO	N°2 PZ.
CONFEZIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONFEZIONI DA MAX 25 PEZZI IN CONTENITORI PROTETTI DALLA LUCE E DALL' UMIDITA'</li> </ul>	
CAMPIONATURA	N°2 CONFEZIONI	

<b>LOTTO 4</b> <b>STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE MEDIANTE APPARECCHIO AD ELETTRODO SENSORE</b>		<b>CIG 0888535A44</b>
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STRISCIA REATTIVA DEL TIPO AD ELETTRODO SENSORE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE CON SISTEMA DI ESPULSIONE AUTOMATICA DELLA STRISCIA AL FINE DI ESCLUDERE LA POSSIBILITA' DI CONTATTO DELLA STRISCIA CON L'OPERATORE. IL RANGE DELLA STRISCEI DEVE ESSERE TALE DA POTER ESSERE UTILIZZATA ANCHE PER I NEONATI</li> </ul>	
MODALITA' DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEST DIAGNOSTICO RAPIDO PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE</li> <li>• DA ESEGUIRE MEDIANTE STRUMENTO A LETTURA DIGITALE DA FORNIRE IN USO GRATUITO CHE GARANTISCA: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UNA MISURAZIONE PRECISA</li> <li>2. ESCLUSIONE DI CONTATTO TRA SANGUE ED APPARECCHIO</li> <li>3. COMANDI IN LINGUA ITALIANA</li> <li>4. MEMORIZZAZIONE DELLE MISURAZIONI EFFETTUATE</li> </ol> </li> </ul>	
QUANTITA'	STRISCE STRUMENTO	N°138.000 PZ. N° 110 PZ.
CONFEZIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONFEZIONI DA MAX 50 PEZZI IN CONTENITORI PROTETTI DALLA LUCE E DALL' UMIDITA'</li> </ul>	
CAMPIONATURA	N°2 CONFEZIONI STRISCE N°2 STRUMENTI	

<b>LOTTO 5</b> <b>DISPOSITIVO PER IL PRELIEVO DEL SANGUE CAPILLARE</b>		<b>CIG 0888616D1B</b>
COMPOSIZIONE	CORPO IN PLASTICA E LANCETTA IN ACCIAIO INCORPORATA	
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVE ESSERE DOTATO DI UN DISPOSITIVO DI RITORNO AUTOMATICO DELLA LANCETTA ALL' INTERNO DEL CORPO, IN MODO TALE CHE LA LANCETTA NON SPORGA ALL' ESTERNO DEL DOPO L'UTILIZZO</li> <li>• STERILE</li> <li>• MONOUSO</li> <li>• L'EVENTUALE OFFERTA DI DISPOSITIVI A "PENNA" (IN USO GRATUITO) DEVE CONSENTIRE L' ELIMINAZIONE DELLA LANCETTA SENZA CHE QUESTA VENGA TOCCATA DALL' OPERATORE .</li> </ul>	
MISURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STANDARD</li> </ul>	
MODALITA' DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRELIEVO DEL SANGUE CAPILLARE PER MISURAZIONE DELL' EMATOCRITO</li> </ul>	
QUANTITA'	DISPOSITIVO	N°17.500 PZ.
CONFEZIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONFEZIONI DA MAX 100 PEZZI</li> </ul>	
CAMPIONATURA	N°2 CONFEZIONI	

<b>LOTTO 6</b> <b>DISPOSITIVO PER IL PRELIEVO DEL SANGUE CAPILLARE PER USO OSPEDALIERO E AMBULATORIALE</b>		<b>CIG 088876366C</b>
COMPOSIZIONE	CORPO IN PLASTICA E LANCETTA IN ACCIAIO	
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LANCETTA STERILE</li> <li>• MONOUSO</li> <li>• DA UTILIZZARE CON DISPOSITIVO A PENNA CHE CONSENTA, DOPO L'UTILIZZO, L'ELIMINAZIONE COMPLETA DELLA LANCETTA E DELLA PARTE CHE VIENE A CONTATTO CON LA CUTE</li> <li>• LA PENNA PUNGIDITO DEVE ESSERE FORNITA IN USO GRATUITO</li> </ul>	
MODALITA' DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRELIEVO DEL SANGUE CAPILLARE PER MISURAZIONE DELLA GLICEMIA</li> </ul>	
QUANTITA'	LANCETTE PENNE PUNGIDITO	N°70.000 PZ. N°150 PZ.
CONFEZIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONFEZIONI DA MAX 200 PEZZI LANCETTE</li> </ul>	
CAMPIONATURA	N°2 CONFEZIONI DI LANCETTE N°2 PENNE PUNGIDITO	

<b>LOTTO 7</b> <b>PUNGIDITO AUTOMATICO E LANCETTE</b>		<b>CIG 0888830DB4</b>
COMPOSIZIONE	CORPO IN PLASTICA E LANCETTA IN ACCIAIO	
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PUNGIDITO DI DIMENSIONI RIDOTTE DI FACILE USO E PULIZIA</li> <li>• DEVE AVERE ALMENO DUE REGOLAZIONI DELLA PROFONDITA' DELLA PUNTURA LANCETTA STERILE</li> <li>• MONOUSO</li> </ul>	
MISURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LANCETTA G 30 MM. 0,30</li> </ul>	
MODALITA' DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRELIEVO DEL SANGUE CAPILLARE PER MISURAZIONE DELLA GLICEMIA</li> </ul>	
QUANTITA'	PUNGIDITO LANCETTE	N°20 PZ. N°2.000 PZ.
CONFEZIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONFEZIONI DA MAX 100 PEZZI LANCETTE</li> </ul>	
CAMPIONATURA	N°1 CONFEZIONI DI LANCETTE N°1 PUNGIDITO	

<b>LOTTO 8</b> <b>SIRINGHE MONOUSO PER POMPA DI INFUSIONE</b>		<b>CIG 08888573FF</b>
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STERILE APIROGENO</li> <li>• MONOUSO</li> <li>• CONO CENTRALE LUER LOCK</li> <li>• CONFEZIONATE SINGOLARMENTE IN BUSTA CON APERTURA PEEL OPEN</li> <li>• COMPATIBILI CON MICRONIFUSORE MICROJET CRONO</li> </ul>	
MODALITA' DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER TERAPIA FERROCHELANTE MEDIANTE MICROINFUSORE</li> </ul>	
MISURE E QUANTITA'	10 ML	N° 840 PZ.
	20 ML	N° 7.520 PZ.
CONFEZIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONFEZIONI DA MAX 50 PEZZI IN CONTENITORI PROTETTI DALLA LUCE E DALL' UMIDITA'</li> </ul>	
CAMPIONATURA	N°20 SIRINGHE	

<b>LOTTO 9</b> <b>AGHI A FARFALLA</b>		<b>CIG 08889321E4</b>	
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STERILE APIROGENO</li> <li>• MONOUSO</li> <li>• AGO IN ACCIAIO PROTETTO DA INVOLUCRO DI PLASTICA</li> <li>• ALETTE IN PLASTICA FLESSIBILI CON CODICE COLORE</li> <li>• CONFEZIONATI SINGOLARMENTE</li> </ul>		
MODALITA' DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER TERAPIA FERROCHELANTE</li> </ul>		
MISURE E QUANTITA'	G 25 AGO CORTO TUBO 90 CM	N°1.000 PZ.	
CONFEZIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONFEZIONI DA MAX 100 PEZZI</li> </ul>		
CAMPIONATURA	N°1 CONFEZIONI		

<b>LOTTO 10</b> <b>AGHI A FARFALLA</b>		<b>CIG 0888958757</b>	
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STERILE APIROGENO</li> <li>• MONOUSO</li> <li>• AGO IN ACCIAIO PROTETTO DA INVOLUCRO DI PLASTICA</li> <li>• ALETTE IN PLASTICA FLESSIBILI CON CODICE COLORE</li> <li>• CONFEZIONATI SINGOLARMENTE</li> </ul>		
MODALITA' DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER TERAPIA FERROCHELANTE</li> </ul>		
	G27 AGO CORTO TUBO 90 CM	N°1.000 PZ.	
	G 27 AGO CORTO TUBO DA 60 CM	N°700 PZ.	
CONFEZIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONFEZIONI DA MAX 100 PEZZI</li> </ul>		
CAMPIONATURA	N°1 CONFEZIONI		

<b>LOTTO 11</b> <b>SET PER INFUSIONE</b>		<b>CIG 0888987F43</b>	
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STERILE APIROGENO</li> <li>• MONOUSO</li> <li>• AGO VERTICALE IN ACCIAIO INOX IPOALLERGENICO</li> <li>• SUPPORTO CON ADESIVO IPOALLERGENICO TRASPARENTE</li> <li>• TUBO IN POLIURETANO LUNGHEZZA 80 CM CIRCA ANTISCHIACCIAMENTO</li> <li>• CONNESSIONE LUER LOCK CON LA SIRINGA</li> <li>• COMPATIBILI CON LE SIRINGHE DI CUI AL LOTTO 8</li> <li>• CONFEZIONATI SINGOLARMENTE</li> </ul>		
MODALITA' DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOMMINISTRAZIONE SOTTOCUTANEA DI FARMACI PER TERAPIA FERROCHELANTE MEDIANTE MICROINFUSORE</li> </ul>		
MISURE E QUANTITA'	AGO 8 MM G 27 TUBO 80 CM E G 28	N°5.150 PZ.	
CONFEZIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONFEZIONI DA MAX 10 PEZZI</li> </ul>		
CAMPIONATURA	N°2 CONFEZIONI		

<b>LOTTO 12</b> <b>FILTRI PER SET INFUSIONE FARMACI</b>		<b>CIG 0889016734</b>
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>MEMBRANE CON PORI DA 0,2 MICRON</li> </ul>	
MODALITA' DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none"> <li>PER SET INFUSIONE FARMACI PER PAZIENTI TALASSEMICI</li> </ul>	
QUANTITA'	N°4.000 PZ.	
CAMPIONATURA	N°10 PZ.	

<b>LOTTO 13</b> <b>MICROINFUSORE PER TERAPIA FERROCHELANTE</b>		<b>CIG 0889042CA7</b>
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>PORTATILE</li> <li>LEGGERA CIRCA 110 G</li> <li>ALIMENTAZIONE A BATTERIE</li> <li>CON CONTENITORE IN PLASTICA ANTIURTO</li> <li>DURATA DELL 'INFUSIONE PROGRAMMABILE DA UN MINIMO DI DUE ORE A UN MAX DI 99 ORE</li> <li>SISTEMA DI SICUREZZA CON ALLARMI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO</li> <li>SPEGNIMENTO AUTOMATICO A FINE INFUSIONE</li> <li>DOCUMENTAZIONE E ISTRUZIONI IN LINGUA ITALIANA</li> <li>PER OGNI MICROINFUSORE SI RICHIEDONO N°320 SIRING HE DA 10 O 20 ML PER ANNO</li> </ul>	
MODALITA' DI UTILIZZO	SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER TERAPIA FERROCHELANTE	
QUANTITA'	MICROINFUSORI	N°6 PZ.
QUANTITA'	SIRINGHE A CORREDO DA 10/20ML	N° 1.960 PZ.
CONFEZIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>SINGOLO IN CUSTODIA DI PLASTICA ANTIURTO</li> </ul>	
CAMPIONATURA	NON RICHIESTA	

<b>LOTTO 14</b> <b>MICROINFUSORE PER TERAPIA FERROCHELANTE</b>		<b>CIG 0889063DFB</b>
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>PORTATILE</li> <li>LEGGERA CIRCA 110 G</li> <li>ALIMENTAZIONE A BATTERIE</li> <li>CON CONTENITORE IN PLASTICA ANTIURTO</li> <li>DURATA DELL 'INFUSIONE PROGRAMMABILE DA UN MINIMO DI DUE ORE A UN MAX DI 99 ORE</li> <li>SISTEMA DI SICUREZZA CON ALLARMI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO</li> <li>SPEGNIMENTO AUTOMATICO A FINE INFUSIONE</li> <li>DOCUMENTAZIONE E ISTRUZIONI IN LINGUA ITALIANA</li> <li>PER OGNI MICROINFUSORE SI RICHIEDONO N°320 SIRING HE DA 30 ML PER ANNO</li> </ul>	
MODALITA' DI UTILIZZO	SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER TERAPIA FERROCHELANTE	
QUANTITA'	MICROINFUSORI	N°1 PZ.
QUANTITA'	SIRINGHE DA 30 ML	N°320 PZ.
CONFEZIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>SINGOLO IN CUSTODIA DI PLASTICA ANTIURTO</li> </ul>	
CAMPIONATURA	NON RICHIESTA	